

**LABORATORIUM FÜR
HISTOLOGIE, CYTOLOGIE, BAKTERIOLOGIE UND SEROLOGIE**

**Dr. Kosak, Dr. Reckendorfer und Partner -
Fachärzte für Pathologie GmbH**
1090 Wien, Mariannengasse 14/2.u.3.OG Top 3-5
Ordination: MO – FR 8.00 – 17.00 Uhr

Tel.: 01/4053202, 01/4059105
Fax: 01/4059105/86
E-Mail: office@dr-kosak.at
Web: www.dr-kosak.at

EINSENDER-, KUNDEN- und PATIENTEN-INFORMATION
Empfehlungen zu Probenabnahme und -transport für
COVID-19 Diagnostik aus Rachenabstrich

Probenabnahme

Inhalt des Abnahme-Sets

- Wattestieltupfer
- Verschließbares Röhrchen mit 1 ml steriler Kochsalzlösung

Durchführung eines Rachenabstrichs (idealerweise vor einem Spiegel)

- Zunge herausstrecken und weichen Gaumen heben („A-sagen“)
- Den Wattestieltupfer oberhalb der Zunge zwischen den Gaumenbögen nach hinten zur Rachenhinterwand bringen und quer über diese streichen
- Den Wattestieltupfer in das Röhrchen einbringen und gründlich in der Kochsalzlösung ausquirlen und abschließend gegen die Röhrchenwand ausdrücken
- Wattetupfer mit dem Hausmüll entsorgen
- Röhrchen dicht verschließen
- Röhrchen mit Name, Geburtsdatum und Abnahmedatum beschriften

Probenlagerung und -transport

Die Probe sollte innerhalb von 2 Tagen (idealerweise 24 h) gekühlt (bevorzugt) oder bei Raumtemperatur im Labor einlangen. Bei Notwendigkeit der Probenlagerung sind 72 Stunden bei 4-8°C akzeptabel.

- Probenabnahme
 - im Container Mariannengasse-Ecke Pelikangasse: MO-FR 8:00-12:30
 - Mariannengasse 14, 1090 Wien, 3. Stock, Top 5:
 - MO-FR 12:30-16:00
 - SA 8:00-12:00
- Persönliche Abgabe von Proben: 3. Stock, Mariannengasse 14, 1090 Wien
 - MO-FR 8:00-18:00
 - SA 8:00-12:00
- UN 3373 Sendung (biologische Probe Kategorie B) mit Post oder Botendienst
- Probenabholung (bei größeren Probenkontingenten; vorab zu vereinbaren)

Für Fragen stehen wir telefonisch unter 01 4053202-78 oder -84 sehr gerne zur Verfügung!

Dr. Dieter Mitteregger
Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie

Leiter Abteilung für Klinische Mikrobiologie