

**LABORATORIUM FÜR  
HISTOLOGIE, CYTOLOGIE, BAKTERIOLOGIE UND SEROLOGIE**

**Dr. Kosak, Dr. Reckendorfer und Partner -  
Fachärzte für Pathologie GmbH**  
1090 Wien, Mariannengasse 14/2.u.3.OG Top 3-5  
Ordination: MO – FR 8.00 – 17.00 Uhr

Tel.: 01/4053202, 01/4059105  
Fax: 01/4059105/86  
E-Mail: [office@dr-kosak.at](mailto:office@dr-kosak.at)  
Web: [www.dr-kosak.at](http://www.dr-kosak.at)

## **EINSENDER-INFORMATION**

### **Empfehlungen zu Probenabnahme und -transport für SARS-CoV-2 Nachweis (real-time PCR)**

#### **Probenabnahme**

Inhalt des Abnahme-Sets

- Wattestieltupfer
- Verschließbares Röhrchen mit 1 ml steriler Kochsalzlösung

Eigenabnahme (idealerweise vor einem Spiegel)

- Zunge herausstrecken und weichen Gaumen heben („A-sagen“)
- Den Wattestieltupfer oberhalb der Zunge zwischen den Gaumenbögen nach hinten zur Rachenhinterwand bringen und quer über diese streichen
- Den Wattestieltupfer in das Röhrchen einbringen und gründlich in der Kochsalzlösung ausquirlen und abschließend gegen die Röhrchenwand ausdrücken
- Wattetupfer mit dem Hausmüll entsorgen
- Röhrchen dicht verschließen
- Röhrchen mit einem wasserfesten Stift mit Name, Geburtsdatum und Abnahmedatum beschriften

#### **Probenlagerung und -transport**

Die Probe sollte innerhalb von bis zu 2 Tagen (idealerweise 24 h) bei Raumtemperatur im Labor ankommen. Bei Notwendigkeit der Probenlagerung sind 72 Stunden bei 4-8°C zulässig.

- Persönliche Abgabe im 3. Stock, Mariannengasse 14, 1090 Wien werktags 8:00-18:00, samstags 8:00-12:00. Tragen einer Nasen-Mund-Schutzmaske ist erforderlich!
- UN 3373 Sendung mit der Post oder Botendienst
- Abholung durch unsere Botenfahrer (bei größeren Probenkontingenten; vorab zu vereinbaren)

Für Fragen stehen wir telefonisch unter 01 4053202-78 oder -84 sehr gerne zur Verfügung!

Dr. Dieter Mitteregger  
Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie

Leiter Abteilung für Klinische Mikrobiologie